








System pro automatizovaný odběr krve Trima Accel® s řízeným odvzdušněním – verze 5.1 (V5.1)


Změny v postupu obsluhy systému Trima Accel V5.1 s funkcí ARM (řízené odvzdušnění) jsou minimální a ve výsledku snižují počet kroků při nastavování systému. Níže jsou znázorněny změny pokynů systému, které nahrazují sekvence popsané v kapitole 3 provozní příručky pro systém Trima Accel, v části **Připojení pump a snížení zásobníku** a **Příprava hadiček vedoucích k dárci, AC vaku a náhradního roztoku**.

V5.1 s VYPNUTOU funkcí ARM	V5.1 se ZAPNUTOU funkcí ARM
 Založte soupravu hadiček a stiskněte tlačítko „Continue“ (Pokračovat). Nezavírejte posuvné svorky na vacích na produkt. V případě potřeby uzavřete posuvnou svorku na vaku na vzorek trombocytů. Systém založí kazetu a provede odvzdušnění. U systémů V5, počínaje systémem V5.1.6, se rychlost vstupní pumpy zvýší za účelem snížení objemu vytlačovaného z hadičky k jehle. Jestliže je hadička k jehle uzavřená i ,zobrazí se výstraha „Unclamp donor access“ (Odstraňte svorky z hadičky (Odstraňte svorky z hadičky k dárci), která vás upozorňuje na to, abyste překontrolovali, zda není hadička k dárci uzavřena .	 Založte soupravu hadiček a stiskněte tlačítko „Continue“ (Pokračovat). Nezavírejte posuvné svorky na vacích na produkty. V případě potřeby uzavřete posuvnou svorku na vaku na vzorek trombocytů. Zásobník zůstane v horní poloze. Systém vás vyzve, abyste uzavřeli svorky jak na hadičce k vaku na vzorek, tak na hadičce k dárci. Uzavřete obě svorky a stiskněte tlačítko „Continue“ (Pokračovat). V tomto okamžiku nezavírejte svorky na žádném hadičce k vakům na produkt.
	

System pro automatizovaný odběr krve Trima Accel® s řízeným odvzdušněním – verze 5.1 (V5.1)

V5.1 s VYPNUTOU funkcí ARM	V5.1 se ZAPNUTOU funkcí ARM
 Po odstranění vzduchu z vaků na produkt budete vyzváni k uzavření jak svorky na hadičce jehle, tak svorky vaku na vzorek. Provozní příručka rovněž uvádí, abyste uzavřeli posuvnou svorku na jednom z vaků na trombocyty, chcete-li provést odběr do jednoho vaku.	 System založí kazetu a ověří, zda jsou svorky uzavřeny, a provede test soupravy hadiček a odvzdušnění. Nejsou-li svorky uzavřeny, systém zobrazí výstrahu „Pressure test error“ (Selhání tlakové zkoušky). Při druhém selhání tlakové zkoušky se zobrazí výstražná signalizace „Air removal failure“ (Selhání při odvzdušňování), která vás vyzve k nucenému ukončení procedury.
 Pro provedení testu soupravy hadiček stiskněte tlačítko „Continue“ (pokračovat).	 Po dokončení testu soupravy hadiček vás systém vyzve k připojení vaku s antikoagulantem (AC).

Systém pro automatizovaný odběr krve Trima Accel[®] s řízeným odvzdušněním – verze 5.1 (V5.1)

V5.1 s VYPNUTOU funkcí ARM	V5.1 se ZAPNUTOU funkcí ARM
 Systém provede test soupravy hadiček. Po provedení testu soupravy hadiček vás systém vyzve k připojení AC vaku.	Z hlediska funkčnosti je jedinou změnou eliminace kroku mezi odstraněním vzduchu z vaků na produkt a testem soupravy hadiček. Mějte na paměti: ▪ Uzavřete-li jednu z posuvných svorek na vedení k vaku na trombocyty v okamžiku, kdy jste vyzváni k uzavření vedení k jehle a vedení k vaku na vzorek, vzduch z jednoho z vaků na trombocyty nebude odstraněn. ▪ Spuštěním zpětné pumpy systém ověří, zda je uzavřena svorka na hadičce k jehle a svorka na vaku na vzorek. Je-li v té době připojen dárce a svorka je otevřena, vzduch se vrátí k dárce. ▪ Systém zobrazí výstrahu o selhání tlakové zkoušky, pokud nelze uzavření hadičky k jehle a hadičky k vaku na vzorek ověřit. Druhé selhání tlakové zkoušky ukončí proceduru. ▪ Provozní příručka V5.1 uvádí, že po odstranění vzduchu a před provedením testu soupravy hadiček musíte ověřit, zda jsou hadičky v pumpách řádně založeny. Při zapnuté funkci ARM probíhá odstranění vzduchu a test soupravy hadiček současně. ▪ Jakmile budete vyzváni k připojení AC vaku, ověřte, zda jsou hadičky v pumpách řádně založeny. Pokud tomu tak není, necjte hadičku k jehle a hadičku k vaku na vzorek zasvorkovaná a zvolte „End run“ (ukončit proceduru). V rámci ukončení procedury budete vyzváni vysunutí kazety. Zvolte „Next procedure“ (další procedura). Uved'te kazetu zpět do správné polohy a pokračujte v procesu připojování. ▪ Všimnete-li si během testu soupravy hadiček / odstraňování vzduchu, že hadičky v pumpách nejsou řádně založeny, stiskněte tlačítko „Pause“ (pozastavit). Před výzvou k připojení AC vaku nabízí obrazovka s upozorněním „Pause button pressed“ (Stisknuto tlačítko pozastavit) možnost „Unload“ (Odpojit). Stiskněte tlačítko „Unload“ a pak znovu správně založte.

Terumo BCT, Inc.
 10811 West Collins Ave.
 Lakewood, Colorado 80215-4440
 USA
 USA Phone: 1.877.339.4228
 Phone: +1.303.231.4357
 Fax: +1.303.542.5215

Terumo BCT Europe N.V.
 Europe, Middle East and Africa
 Ikarosiaan 41
 1930 Zaventem
 Belgium
 Phone: +32.2.715.05.90
 Fax: +32.2.721.07.70

Terumo BCT (Asia Pacific) Ltd.
 Room 3903-3903A, 39/F
 ACE Tower, Windsor House
 311 Gloucester Road
 Causeway Bay, Hong Kong
 Phone: +852.2283.0700
 Fax: +852.2576.1311

Terumo BCT Latin America S.A.
 La Pampa 1517 – 12th Floor
 C1428D2E
 Buenos Aires
 Argentina
 Phone: +54.11.5530.5200
 Fax: +54.11.5530.5201

Terumo BCT Japan, Inc.
 Ebisu South One Bldg. 9F
 1-7-8, Ebisu-minami,
 Shibuya-ku, Tokyo 150-0022
 Japan
 Phone: +81.3.6743.7890
 Fax: +81.3.6743.9800