



Příloha A – Identifikace padělaného výrobku

Každý zdravotnický pracovník musí před použitím pečlivě zkontrolovat všechny výrobky **LIGACLIP®**. Následující informace vám pomohou určit, zda je váš výrobek padělkem:

Charakteristiky <u>padělaného</u> výrobku	Charakteristiky autentických klipů LIGACLIP®
1. Jednotkové prodejní balení je zabaleno do smršťovací folie. 2. V důsledku použití odlišného fontu je na jednotkovém prodejním balení zkomolen název naší společnosti (viz níže).	1. Jednotkové prodejní balení <u>není</u> zabaleno do smršťovací folie. 2. U výrobku EES je na jednotkovém prodejním balení zřetelně uveden název naší společnosti (viz níže).
	
3. Jednotlivá balení klipů jsou namísto označení „STERILE“ opatřena chybným textem „STEMIKE“ (viz níže).	3. Jednotlivá balení svorek od společnosti EES jsou označena správně (viz níže).
	

Pokud obdržíte jakýkoli výrobek, o kterém budete mít podezření, že se jedná o padělek, nepoužívejte jej.

Umístěte výrobek do karantény, aby se zabránilo jeho použití. Kontaktujte místního zástupce společnosti EES; společnost EES vám pomůže určit, zda je výrobek autentický. Pokud bude zjištěno, že je výrobek padělkem, prosím kontaktujte národní kompetentní úřad.