



**Ethicon
Endo-Surgery**

PART OF THE JOHNSON & JOHNSON FAMILY OF COMPANIES

Příloha B

REF: PPH-2012-08

Příloha B

Nástroj k identifikaci produktu

**PROXIMATE® HCS Procedure for Prolapse and Hemorrhoids (PPH) Set
(Product Code PPH01)**

**PROXIMATE® PPH Procedure for Prolapse and Hemorrhoids Set
(Product Code PPH03)**

Tento nástroj pomůže zákazníkům identifikovat dotčené šarže produktu na základě štítků na balení. Tento dokument se týká sekundárních (balení po jednom kuse), primárních Tyvek® (lidstock) a terciárních (prodejní balení) štítků následujících kódů produktů:

- PPH03
- PPH01

PPH03 se používá jako příklad.



**Ethicon
Endo-Surgery**

PART OF THE JOHNSON & JOHNSON FAMILY OF COMPANIES

Příloha B

REF: PPH-2012-08

PROXIMATE® PPH Procedure for Prolapse and Hemorrhoids Set (PPH03)

BALENÍ PO JEDNOM KUSE (Sekundární štítek)

PŘEDNÍ, ZADNÍ A BOČNÍ STRANA



ŠTÍTEK NA BALENÍ PO JEDNOM KUSE (Nachází se na zadní straně jednojednotkové krabice)



Číslo šarže

Datum expirace




**Ethicon
Endo-Surgery**

PART OF THE JOHNSON & JOHNSON FAMILY OF COMPANIES

Příloha B

REF: PPH-2012-08

ŠTÍTEK PRODEJNÍHO BALENÍ




Kód výrobku

Číslo šarže

Datum expirace

Tyvek® LIDSTOCK (Primární štítek)

**Číslo
šarže**



**Číslo
výrobku**

Datum expirace