

TOMU, KOHO SE TÝKA

CZ-

Vaše značka	Naše značka	Tel. (+420) 271 091-	Fax (+420) 271 091-	Datum
bri		333	312	30. 5. 2013

Naléhavé bezpečnostní oznámení**SAFIL QUI+ UNDY 3/0 (2) 70CM HR17 (M); šarže: 110253**

Vážený pane, vážená paní,

společnost B. Braun Medical se rozhodla dobrovolně stahnout šarži 110253V014 výrobku SAFIL QUICK, syntetického vstřebatelného chirurgického šicího materiálu zhotoveného z polyglykolové kyseliny.

Na základě stížnosti od odběratele společnost zjistila, že vnitřní balení některých jednotek z výše uvedené referenční šarže by mohla mít netěsnosti. Netěsnost vnitřního obalu (hliníkový sáček) způsobuje zhoršení kvality (rozklad) šicího vlákna hydrolyzou.

Nebyly hlášeny žádné nežádoucí příhody spojené s touto záležitostí.


Referenční název:	SAFIL QUI+ UNDY 3/0 (2) 70CM HR17 (M)
Referenční číslo:	C1046014
Šarže:	110253V014

Vyplňte laskavě přiložený odpovědní formulář a potvrďte nám přijetí této bezpečnostní informace.

S případnými dotazy k výrobku se laskavě obraťte na Zákanzické centrum B. Braun Medical (e-mail: prodej.cz@bbraun.com, tel.: +420-271 091 333) nebo Vašeho obchodního zástupce.

Omlouváme se za případné problémy a předem děkujeme za Vaši součinnost!

S pozdravem


ing. Jan Bříza
manažer Logistické sekce
ing. Šárka Pavlíková
vedoucí Zákaznického centra

Pokračování dopisu od B. Braun Medical s.r.o. ze dne 30. 5. 2013

FORMULÁŘ POTVRZENÍ KE STAŽENÍ VÝROBKŮ

VYPLŇTE, PROSÍM, TENTO FORMULÁŘ A ZAŠLETE JEJ-MAILEM NEBO FAXEM NA ADRESU
Zákaznické centrum B. Braun Medical s.r.o., e-mail: prodej.cz@bbraun.com, fax.: +420-271 091 312

Potvrzujeme, že jsme dostali a pochopili bezpečnostní oznámení ve vztahu k níže uvedenému produktu:

Referenční název: SAFIL QUI+ UNDY 3/0 (2) 70CM HR17 (M)
Referenční číslo: C1046014
Šarže 110253V014

☐ Dostali jsme oznámení a máme produkty k vrácení.

Výrobky (jednotky) k vrácení:

☐ Dostali jsme oznámení a všechny produkty již byly spotřebovány.

JMÉNO:

FUNKCE:

NÁZEV NEMOCNICE:

DATUM:

PODPIS: