

Každému, koho se týká

CZ-

Vaše značka

Naše značka

Tel. (+420) 271 091-

111

Fax (+420) 271 091-

112

Datum

24.10.2013

Intrafix Primeline / **Intrafix Air P**, stažení
několika šarží zdravotnického prostředku
výrobce z preventivních důvodů.

Výrobek : Intrafix Primeline, Kat. č.: 4062957

**Šarže: 3F07018901, 3F08018901, 3F10018901, 3F11018901, 3F12018901, 3F13018901,
3F14018901**

**Výrobek: Intrafix Air P, Kat. č.: 4062955 (Uvedené šarže byly distribuovány pouze v
Německu)**

Šarže: 3E31018901, 3F01018901, 3F03018901, 3F04018901, 3F05018901, 3F06018901

Vážení obchodní přátelé

výrobce B. Braun Melsungen AG při interních kontrolách kvality výše uvedených šarží zdravotnických
prostředků Intrafix Primeline a Intrafix Air P zjistil že s velmi nízkou pravděpodobností výskytu
mohou mít tyto infuzní soupravy netěsnosti způsobené problémem při montáži hadiček
v konektoru u pacienta.

Výrobce jako preventivní opatření zvolil stažení uvedených šarží zdravotnických prostředků z trhu.

Podle našich záznamů jste také obdrželi některé soupravy **Intrafix Primeline / Intrafix Air P**
uvedených šarží.

Proto vás prosíme, abyste dotčené soupravy uvedených šarží dále nepoužívali a vrátili nám je zpět.
Předejte prosím tuto informaci všem uživatelům ve Vašem zařízení.

Naše zákaznické centrum Vás bude kontaktovat a koordinovat vrácení soupravy a její nahrazení
stejným výrobkem jiné šarže.

Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte naše Zákaznické centrum tel.: +420- 271 091 333.

Jako potvrzení, že jste od nás výše uvedené informace obdrželi, Vás prosíme o vyplnění formuláře na
posledním listu a jeho zaslání na adresu: prodej.cz@bbraun.com

Omlouváme se za způsobené potíže a děkujeme za pochopení.



Pokračování dopisu od B. Braun Medical s.r.o. ze dne 13.2.2012

V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici!

S pozdravem

Ing. Jan Bříza
Manažer logistické sekce

Ing. Šárka Pavlíková
Vedoucí Zákaznického centra

Odpovědní formulář pro zákazníka

**VYPLŇTE, PROSÍM, TENTO FORMULÁŘ A VRAŤTE JEJ E-MAILEM NA ADRESU
prodej.cz@bbraun.com**

Potvrzujeme, že jsme obdrželi informaci o preventivním opatření u zdravotnických prostředků:

Výrobek : Intrafix Primeline, Kat. č.: 4062957

**Šarže: 3F07018901, 3F08018901, 3F10018901, 3F11018901, 3F12018901, 3F13018901,
3F14018901**

**Výrobek: Intrafix Air P, Kat. č.: 4062955 (Uvedené šarže byly distribuovány pouze v
Německu)**

Šarže: 3E31018901, 3F01018901, 3F03018901, 3F04018901, 3F05018901, 3F06018901

☐ obdrželi jsme upozornění a v rámci naší organizace jsme jej postoupili dalším uživatelům
uvedeného zdravotnického prostředku.

JMÉNO:

FUNKCE:

NÁZEV NEMOCNICE:

DATUM:

PODPIS: