

Memmert GmbH + Co. KG · P.O. Box 1720 · D-91107 Schwabach

Your ref.:
Our ref.: **FSN 2013-2**
In charge/phone:
Date: **13.05.2013**

Naléhavé bezpečnostní upozornění
Zesílení držáku koleček
týkající se prostředku
Memmert UF450plus, UF750plus, IF750plus

Vážení,

přečtěte si, prosím, pozorně tento dopis. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

Identifikace dotčených zdravotnických prostředků:

Mohl by být dotčen následující zdravotnický prostředek, který Vám byl zaslán:



Memmert GmbH + Co. KG
Aeussere Rittersbacher Str. 38
D-91126 Schwabach

Tel.: +49 (0) 91 22/925-0
Fax: +49 (0) 91 22/1 45 85
E-Mail: sales@memmert.com

Director:
Christiane Riefler-Karpa

Ltd. Partnership in Schwabach
Registered at Nuremberg HRA 9333

Active Partner:
Memmert GmbH at Buechenbach
Registered at Nuremberg HRB 5945

www.memmert.com

Popis problému, včetně zjištění příčiny:

Z důvodu chyby při montáži malé, teprve nedávno vyrobené a vyexpedované šarže mohlo dojít k nedostatečnému upevnění držáku koleček. Za určitých okolností by se vodící kolečka mohla naklonit k jedné straně.

Jaká opatření by měl uživatel učinit?

Zesilte, prosím, držák koleček Vašeho přístroje dle přiloženého návodu k dodatečné montáži. Pokud jste neobdrželi sadu materiálů s návodem k dodatečné montáži nebo potřebujete jinou pomoc, obraťte se, prosím, na náš zákaznický servis.

V každém případě proveďte dodatečnou montáž, i tehdy, jestliže nepozorujete žádné narušení pevnosti.

Zašlete nám, prosím, zpět přiložený vyplněný formulář!

Předávání zde popsaných informací

Zajistěte, aby všichni uživatelé výše uvedených výrobků ve Vaší organizaci i další příslušné osoby byli seznámeni s tímto **naléhavým bezpečnostním upozorněním**. Pokud jste postoupili výrobky třetím stranám, předejte tyto informace dále nebo informujte níže uvedenou kontaktní osobu.

Uchovejte si, prosím, tyto informace, dokud nebude opatření uzavřeno.

Spolkový úřad pro léčiva a zdravotnické prostředky obdržel kopii tohoto **naléhavého bezpečnostního upozornění**.

Kontaktní osoba:

Memmert GmbH + Co. KG

Zákaznický servis / Customer Service



Tel.: +49 (0)9171 9792911

Fax: +49 (0)9171 9792979

E-mail: service@memmert.com

Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti. Vzhledem k tomu, že nám velmi záleží na tom, abychom vyloučili veškerá možná rizika a za všech okolností splnili naše vysoké nároky na kvalitu, je toto nápravné opatření bohužel nevyhnutelné.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S přátelským pozdravem,

A solid black rectangular box used to redact a signature.

Zákaznický servis / Customer Service
Memmert GmbH + Co. KG

Bezpodmínečně, prosím, vyplňte, neboť společnost Memmert GmbH + Co. KG musí prokázat, že nápravná opatření byla uskutečněna!

FAX PRO ODPOVĚĎ +49 (0)9171 9792979

Memmert GmbH + Co. KG, Zákaznický servis / Service

Potvrzení nápravného opatření

Jméno zákazníka: _____

Adresa: _____

PSČ, místo: _____

Telefon/fax/e-mail: _____

Datum obdržení **naléhavého bezpečnostního upozornění**: _____

Držáky koleček přístroje Memmert - model XXXXXXXXXX s výrobním číslem XXXXXXXXXX byly zesíleny podle návodku k dodatečné montáži.

Datum	Jméno, podpis odpovědné osoby	Razítko
-------	-------------------------------	---------