

2. prosince 2013

**UPOZORNĚNÍ (FIELD SAFETY NOTICE)**

**Campylobacter CCDA selective medium**

**PO5091A: číslo šarže 1278286 a 1278072**

Zákazníkům se doporučuje následující:

Během interního vyšetřování bylo zjištěno, že šarže 1278286 a 1278072 výrobku Campylobacter CCDA selective medium (PO5091A) nepodporuje adekvátně růst Campylobacter spp.

Používání výrobků této šarže může vést k hlášení falešně negativních výsledků díky selhání pomnožení a identifikace kampylobakterů.

Zákazníci by měli přezkoumat výsledky získané za použití této šarže výrobku a zvážit opakování testů a/nebo vyhledat radu příslušného odborníka.

V souladu s naší politikou jakosti vás tímto o problému informujeme a žádáme o kontaktování zákaznického servisu místního dodavatele Oxoid\*, který bezplatně poskytne náhradu výrobku.

Toto upozornění je nutno předat všem osobám ve vaší organizaci, kterých se týká.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) byl o tomto bezpečnostním nápravném opatření v terénu (Field Safety Corrective Action) informován.

V případě jakýchkoliv problémů spojených s tímto upozorněním nebo budete-li potřebovat bližší informace, kontaktujte prosím naše oddělení technické podpory prostřednictvím místní pobočky Oxoid.\*

S úctou,



**Colin Booth**  
**Global Director Quality Assurance & Regulatory Affairs**

\* OXOID CZ s.r.o., Kaštanová 64/539, 620 00 Brno, tel. 800 101 038, fax 800 101 058,  
oxid.cz@thermofisher.com



OXOID Deutschland GmbH  
Am Lippegelais 4-8  
D – 46483 Wesel

+49 (0) 281 1520  
+49 (0) 281 1521 fax  
oxid@thermofisher.com

www.thermofisher.com  
www.oxid.com