

Click here to enter text.

Thermo Fisher Scientific
Microbiology
Wade Road
Basingstoke
Hampshire
RG24 8PW

Phone: +44 (0) 1256 841144
Fax: +44 (0) 1256 814626
www.thermoscientific.com

Thermo
SCIENTIFIC

30. března 2015

URGENTNÍ UPOZORNĚNÍ (URGENT FIELD SAFETY NOTICE)

Oxoid Antimicrobial Testing CT0024B, CN10 Oxoid Gentamicin, šarže 1580419

Během technického vyšetřování bylo zjištěno, že kartuše šarže 1580419 disků CT0024B, k testování citlivosti vůči antibiotikům (CN10 Gentamicin), mohou obsahovat disky s nedostatečnou koncentrací antibiotika.

Používání disků této šarže může způsobit nesprávné výsledky vyšetření rezistence.

Zákazníci by měli přezkoumat výsledky interní kontroly kvality a výsledky testů získané za použití této šarže výrobku a zvážit opakování testů a/nebo vyhledat radu příslušného odborníka.

V souladu s naší politikou jakosti žádáme o likvidaci zbývajících zásob této šarže výrobku a kontaktování zákaznického servisu místního dodavatele Oxoid, který bezplatně poskytne náhradu výrobku.

Toto upozornění je nutno předat všem osobám ve vaší organizaci, kterých se týká.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) byl o tomto bezpečnostním nápravném opatření (Field Safety Corrective Action) informován.

V případě jakýchkoliv problémů spojených s tímto upozorněním nebo budete-li potřebovat bližší informace, kontaktujte prosím naše oddělení technické podpory prostřednictvím místní pobočky Oxoid.*

S úctou,

Colin Booth
Global Director, Quality Assurance and Regulatory Affairs, Microbiology Products

* OXOID CZ s.r.o., Kaštanová 64/539, 620 00 Brno, tel. 800 101 038, fax 800 101 058,
oxid.cz@thermofisher.com